



## System 25

Alle komponenter er RoHS kompatible i henhold til direktiv 2002/95/EF (RoHS).

### Design:

- Arbejdskabinettet til placering på bord/plan flade
- Grundflademål: 1000 x 600 mm
- Sidehøjder: 200, 500 eller 750 mm (totalhøjder: 410, 710, 960 mm)
- Formstøbt top i klar PETG isat rude af hærdet sikkerhedsglas
- Hjørner i PP til ruden i farverne hvid (-5) eller rød (-4)
- Sider i klar PETG
- Hjørner i alukseret aluminium
- Bunden af siderne er forsynet med en skridsikker gummikant
- Anbefalede luftmængder: 220, 550 eller 850 m<sup>3</sup>/h (afhængigt af sidehøjden)
- Valgfrit tilkøb af flange til udsugning
- NB! NB! Kan leveres med låger



## Tegning

