



## System 25

Alle komponenter er RoHS kompatible i henhold til direktiv 2002/95/EF (RoHS).

### Design:

- Arbejdsabinet til placering på bord/plan flade
- Grundflademål: 635 x 480 mm
- Totalhøjde: 350 mm
- Arbejdsabinet i formstøbt PETG i farverne klar (-0) og opal (-0-7)
- Isat rude af hærdet sikkerhedsglas
- Hjørner i PP til ruden i farverne hvid (-5) eller rød (-4)
- Anbefalet luftmængde: 117 m<sup>3</sup>/h
- Valgfrit tilkøb af flange til udsugning



## Tegning

