



System 25

Alle komponenter er RoHS kompatible.

Design:

- Arbejdskabinet til placering på bord/plan flade
- Grundflademål: 635 x 480 mm
- Totalhøjde: 350 mm
- Arbejdskabinet i formstøbt PETG i farverne klar (-0) og opal (-0-7)
- Isat rude af hærdet sikkerhedsglas
- Hjørner i PP til ruden i farverne hvid (-5) eller rød (-4)
- Anbefalet luftmængde: 117 m³/h
- Valgfrit tilkøb af flange til udsugning



Tegning

