



System 25

Alle komponenter er RoHS kompatible i henhold til direktiv 2002/95/EF (RoHS).

Design:

- Arbejdskabinettet til placering på bord/plan flade
- Grundflademål: 420 x 320 mm
- Sidehøjde: 400 mm (totalhøjde: 515 mm)
- Formstøbt top i klar PETG incl. 2 rørstutse
- Sider af pulverlakeret stål (hvide)
- Flanger og lukkeled i farverne hvid (-5) og rød (-4)
- Flange, rørstutse og lukkeled i Ø75
- Anbefalet luftmængde: 204 m³/h



Tegning

