



System 63 - Kemisk resistent (PP)

- Firkantet skærm anbefalet til udsugning af lette og tunge dampe og gasser
- Dimension: 300 × 250 mm
- Forøget effektivitet ved lodret eller vinklet placering
- En forstærket kant på skærmen øger stabiliteten
- Skærm i transparent PETG, der er modstandsdygtig over for opløsningsmidler
- Rørstuds i kemisk resistent polypropylen (PP)
- Den gennemsigtige skærm giver fuldt udsyn til arbejdsprocessen



Udsugningseffektivitet

Målinger for dette produkt kan sammenlignes med varenr. [1-502422](#)

Tegning

