



System 63 - Kemisk resistent (PP)

- Rund skærm velegnet til lette gasser og dampe samt over åbne kar
- Diameter: Ø385 mm
- Forøget effektivitet ved lodret eller vinklet placering
- En forstærket kant på skærmen øger stabiliteten
- Skærm i transparent PETG, der er modstandsdygtig over for opløsningsmidler
- Flange og rørstuds i kemisk resistent polypropylen (PP)
- Den gennemsigtige skærm giver fuldt udsyn til arbejdsprocessen



Udsugningseffektivitet

Målinger for dette produkt kan sammenlignes med varenr. [1-10050](#)

Tegning

