



System 63 - Chemisch Beständig (PP)

- Rundhaube empfohlen für die Erfassung von leichtem Rauch oder Gasen, z.B. über kleine, offene Behälter
- Haubengröße: Ø385 mm
- Erhöhte Stabilität in der Handtierung durch Kantenverstärkung
- Haube aus transparentem PETG, beständig gegen Lösemittel
- Flansch und Rohrstützen aus chemisch beständigem Polypropylen (PP)
- Die transparente Haube sichert eine gute Arbeitssicht



Absaugeffizienz

Zur optimalen Position, bitte vergleichen Sie mit Artikelnr. [1-10050](#)

Zeichnung

