



System 63 - Chemisch Beständig (PP)

- Rundhaube empfohlen für die Erfassung von leichtem Rauch oder Gasen, z.B. über kleine, offene Behälter
- Haubengröße: Ø385 mm
- Erhöhte Stabilität bei der Handtierung der Haube durch Kantenverstärkung
- Haube, Flansch und Rohrstützen aus chemisch beständigem Polypropylen (PP)



Absaugeffizienz

Zur optimalen Position, bitte vergleichen Sie mit Artikelnr. [1-7535](#)

Zeichnung

