





Flachhaubenkit

Ausführung:

- Flache Haube mit Halter, empfohlen für die Erfassung von leichten und schweren Gasen und Rauch
- Haubengröße: siehe untenstehende Tabelle
- Haube aus transparentem PETG oder schwarzem Polypropylen
- Rohrstützen aus eloxiertem Aluminium
- Halter aus Stahlblech mit einer Polyester Voll-Lackierung (schwarz)
- ist stehend auf Tisch oder hängend auf Wand platzierbar



Artikelnummern

Alsident® System Flachhaubenkit				
Transparent	System 50 (330x240mm)	System 63 (330x240mm)	System 75 (330x240mm)	System 100 (420x280mm)
	1-50-33-5	1-63-33-5	1-75-33-5	1-100-42-5
Schwarz	System 50		System 75	System 100
	1-50-33		1-75-33	1-100-42